



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-1683301 或 800-8283301

订货 e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: http://www.beyotime.com

改进型柠檬酸钠抗原修复液(50X)

产品编号	产品名称	包装
P0083	改进型柠檬酸钠抗原修复液(50X)	100ml

产品简介:

- 碧云天生产的改进型柠檬酸钠抗原修复液(Improved Citrate Antigen Retrieval Solution)是一种在最常用的柠檬酸钠抗原修复液的基础上进行优化改进,可以更好地用于石蜡切片、冰冻切片等样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复试剂。
- 在大多数情况下,改进型柠檬酸钠抗原修复液比普通的柠檬酸钠抗原修复液在相同染色条件下获得的特异性染色信号更强,背景更低。
- 细胞或组织用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后,会导致蛋白之间的交联(cross-link),从而遮蔽样品的抗原位点,导致免疫染色时染色信号减弱,甚至出现一些假阳性染色结果。
- 本抗原修复液采用了经过改进的柠檬酸钠缓冲液,可以更有效地去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联,充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位,从而更好地改善免疫染色效果。
- 通常石蜡切片都需进行抗原修复处理,而冰冻切片可以不进行抗原修复处理。抗原修复会大大改善石蜡切片的免疫染色效果,但对于冰冻切片的染色效果很多文献资料表明也有显著改善。特别是当冰冻切片免疫染色效果欠佳时,可以考虑尝试进行抗原修复。从原理上来看,无论冰冻切片还是细胞爬片等,只要是用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定的样品,进行抗原修复都会有效去除蛋白之间的交联,充分暴露抗原表位,从而大大改善免疫染色效果。
- 本产品适用于石蜡切片,也可以用于冰冻切片等其它样品。
- 关于碧云天生产的各种抗原修复液的主要特点和差异可参考我们的相关网页:
<http://www.beyotime.com/support/antigen-retrieval-solution.htm>。
- 一个包装的本产品可以配制成5000毫升抗原修复液(1X)。按照每个片子需要10毫升抗原修复液(1X)计算,一个包装的本产品可以用于500个样品。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0083	改进型柠檬酸钠抗原修复液(50X)	100ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C或-20°C保存,一年有效。

注意事项:

- 抗原修复过程可以使用碧云天的[染色缸](#)和[染色架](#)或[邮寄夹](#)进行操作。塑料染色缸、染色架和邮寄夹可以很好地耐受沸水浴,而玻璃染色缸需避免骤冷骤热导致的玻璃破碎。
- 本抗原修复液使用前必须用重蒸水或Milli-Q水稀释50倍,配制成抗原修复液(1X)。
- 冻存的本产品需适当加热后才能完全溶解。同时由于本产品含有少量的特殊去垢剂,加热后会产生非常细密的气泡而呈现非常均匀的类似浑浊状,属于正常现象,并非不溶解或产生了沉淀。室温放置较长时间后,例如1-2天,溶液会完全澄清。对于溶解后呈现非常均匀的类似浑浊状的本产品,此时即可取适量稀释后使用。抗原修复过程中加热时也会产生非常细密的气泡而呈现均匀的浑浊状,也属于正常现象,请放心使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 对于石蜡切片:

- 脱蜡:切片在二甲苯中脱蜡5分钟,再换用新鲜的二甲苯脱蜡,共用二甲苯脱蜡3次。无水乙醇5分钟,两次。90%乙醇5分钟,两次,70%乙醇5分钟,一次。蒸馏水5分钟,两次。
- 抗原修复:用重蒸水或Milli-Q水将本抗原修复液(50X)稀释50倍,配制成抗原修复液(1X),例如1ml本抗原修复液(50X)加入49ml重蒸水或Milli-Q水,混合均匀,即得50ml抗原修复液(1X)。将切片浸泡在抗原修复液(1X)中,95-100°C加热约20分钟(加热时间可以控制在10-30分钟内,最佳的加热时间需根据不同的样品和目的蛋白自行摸索)。抗原修复液(1X)使用前需预热到95-100°C。加热可以使用普通的水浴锅,也可以使用微波炉加热。如果使用微波炉加热,需注意避免暴沸

和过多的水分蒸发。随后大约在20-30分钟内冷却至室温。用免疫染色洗涤液洗涤1-2次，每次3-5分钟。随后即可进行封闭等后续的免疫染色步骤。

2. 对于冰冻切片：

用免疫染色洗涤液洗涤切片5分钟。将切片浸泡在抗原修复液(1X)中，95-100°C加热约20分钟(加热时间可以控制在10-30分钟内，最佳的加热时间需根据不同的样品和目的蛋白自行摸索)。抗原修复液(1X)使用前需预热到95-100°C。加热可以使用普通的水浴锅，也可以使用微波炉加热。如果使用微波炉加热，需注意避免暴沸和过多的水分蒸发。随后大约在20-30分钟内冷却至室温。用免疫染色洗涤液洗涤1-2次，每次3-5分钟。随后即可进行封闭等后续的免疫染色步骤。

3. 对于其它样品的抗原修复，可以参考石蜡切片或冰冻切片的步骤进行。

使用本产品的文献：

1. Xu Y, He J, Wang Y, Zhu X, Pan Q, Xie Q, Sun F. miR-889 promotes proliferation of esophageal squamous cell carcinomas through DAB2IP. FEBS Lett. 2015 Apr 28;589(10):1127-35.
2. Hong L, Pan F, Jiang H, Zhang L, Liu Y, Cai C, Hua C, Luo X, Sun J, Chen Z. miR-125b inhibited epithelial-mesenchymal transition of triple-negative breast cancer by targeting MAP2K7. Onco Targets Ther. 2016 May 4;9:2639-48.
3. Bu S, Wang Q, Zhang Q, Sun J, He B, Xiang C, Liu Z, Lai D. Human endometrial mesenchymal stem cells exhibit intrinsic anti-tumor properties on human epithelialovarian cancer cells. Sci Rep. 2016 Nov 15;6:37019.
4. Sun X, Wang T, Zhang C, Ning K, Guan ZR, Chen SX, Hong TT, Hua D. S100A16 is a prognostic marker for colorectal cancer. J Surg Oncol. 2018 Feb;117(2):275-283.
5. Li C, Zhao B, Lin C, Gong Z, An X. TREM2 inhibits inflammatory responses in mouse microglia by suppressing the PI3K/NF- κ B signaling. Cell Biol Int. 2019 Apr;43(4):360-372.

Version 2020.03.19