

双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)

产品编号	产品名称	包装
P0285-2ml	双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
P0285-15ml	双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	15ml

产品简介:

- 碧云天生产的双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X) (Dual Color SDS-PAGE Protein Sample Loading Buffer, 5X), 是一种使用蓝色和红色染料、5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
- 本产品含有 SDS 和 DTT, 可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。
- 除了染料不同外, 本产品与以溴酚蓝为染料的常规 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液效果一致。
- 用于常规的 SDS-PAGE 电泳时, 本产品中蓝色染料的迁移率与溴酚蓝一致, 红色染料的迁移速度和蓝色染料相近。Tris-Gly 电泳体系中, 在 SDS-PAGE 的胶浓度低于 15% 时, 红色染料的迁移速度微快于蓝色染料, 胶浓度高于 15% 时, 红色染料的迁移速度微慢于蓝色染料。
- **本产品可以用于转膜后的泳道示踪:** 本双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X) 中含特殊的红色染料, 该红色染料可随蛋白转印到 PVDF 或 NC 等印迹膜上, 从而可以用于泳道位置的指示, 便于剪膜等操作。使用本产品的电泳及转膜效果参见图 1。



图1. 双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X) 用于 BeyoGel™ Plus PAGE 预制胶 (Tris-Gly, 12%, 10孔) (P0458S) 的电泳后的凝胶图 (Gel after electrophoresis)、转膜后 PVDF 膜图 (Blot) 和转膜后凝胶图 (Gel after transfer)。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0285-2ml	双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X)	1ml×2
P0285-15ml	双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X)	15ml
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C 保存, 至少一年有效。

注意事项:

- 本产品中含少量 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
- 本产品必须完全溶解后再使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 在室温或不超过 37°C 的水浴中溶解双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X)。水浴溶解后立即室温存放, 尽量避免长时间置于水浴中。使用完毕后置于 -20°C 保存。
2. 按照每 4 微升蛋白样品加入 1 微升双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X) 的比例, 混合蛋白样品和双色蛋白上样缓冲液(5X)。注: 本产品稀释至 1X 后也可以直接用于细胞或组织样品的裂解。
3. 100°C 或沸水浴加热 3-5 分钟, 以充分变性蛋白。

注意: 如果起始时细胞或组织的用量较大, 基因组 DNA 含量较高, 煮沸 3-5 分钟后有可能仍然比较粘稠或者有粘稠状的半透明物体。此时需要再煮沸 5-10 分钟或者加入适量稀释成 1X 的双色蛋白上样缓冲液后再煮沸 3-5 分钟。充分煮沸后一方面可以使结合在基因组 DNA 上的蛋白充分释放, 同时可导致基因组 DNA 的部分断裂从而使粘稠感消失, 这样就不会影响后续的上样操作了。适当超声或使用 1ml 注射器反复抽吸也可以打断基因组 DNA 从而使粘稠感消失。

4. 冷却到室温后，直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
5. 通常电泳至红色或蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
P0015	SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
P0015L	SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	15ml
P0015A	SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X)	10ml
P0015B	SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X)	5ml
P0015F	SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X)	2ml
P0016	非变性PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
P0016N	非变性非还原性蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
P0283-2ml	红色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
P0283-15ml	红色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	15ml
P0285-2ml	双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
P0285-15ml	双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)	15ml

Version 2020.03.19