



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线：400-168-3301或800-8283301
订货e-mail：order@beyotime.com
技术咨询：info@beyotime.com
网址：http://www.beyotime.com

蛋白标准(5mg/ml BSA)

产品编号	产品名称	包装
P0007	蛋白标准(5mg/ml BSA)	1ml

产品简介：

- 蛋白标准(5mg/ml BSA)是用于碧云天生产的Bradford蛋白浓度测定试剂盒(P0006)和BCA蛋白浓度测定试剂盒(P0012)的专用试剂。同时也可以用作其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
P0007	蛋白标准(5mg/ml BSA)	1ml
—	说明书	1份

保存条件：

4°C保存，一年有效。-20°C可以长期保存。

注意事项：

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
➤ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
P0006	Bradford蛋白浓度测定试剂盒	1000次
P0006C	Braford蛋白浓度测定试剂盒(去垢剂兼容型)	800次
P0007	蛋白标准(5mg/ml BSA)	1ml
P0009	BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)	5000次
P0010	BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)	500次
P0010S	BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)	200次
P0011	BCA蛋白浓度测定试剂盒	5000次
P0012	BCA蛋白浓度测定试剂盒	500次
P0012S	BCA蛋白浓度测定试剂盒	200次

使用本产品的文献：

- Zhao Y, Liu H, Li Y, Wu J, Greenlee AR, Yang C, Jiang Y. The role of miR-506 in transformed 16HBE cells induced by anti-benzo[a]pyrene-trans-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide. *Toxicol Lett.* 2011 Sep 10; 205(3):320-6.
- Cao Y, Mao X, Sun C, Zheng P, Gao J, Wang X, Min D, Sun H, Xie N, Cai J. Baicalin attenuates global cerebral ischemia/reperfusion injury in gerbils via anti-oxidative and anti-apoptotic pathways. *Brain Res Bull.* 2011 Jul 15;85(6):396-402.
- Duan J, Zhang Q, Zhao H, Du J, Bai F, Bai G. Cloning, expression, characterization and application of atcA, atcB and atcC from *Pseudomonassp.* for the production of L-cysteine. *Biotechnol Lett.* 2012 Jun;34(6):1101-6.
- Zhou Z , Chen S, Zhao H, Wang C, Gao K, Guo Y, Shen Z, Wang Y, Wang H, Mei X. Producol inhibits neural cell apoptosis via inhibition of mTOR signaling pathway after spinal cord injury. *Neuroscience.* 2016 Aug 4;329:193-200.
- Huang D, Li Y, Cui F, Chen J, Sun J. Purification and characterization of a novel polysaccharide-peptide complex from *Clinacanthus nutans*Lindau leaves. *Carbohydr Polym.* 2016 Feb 10;137:701-8.
- Hu J, Wang G, Zhao W, Gao W. In situ growth of a C-terminal interferon-alpha conjugate of a phospholipid polymer that outperforms PEGASYS in cancer therapy. *J Control Release.* 2016 Sep 10;237:71-7.
- Qiu Q, Jiang J, Lin L, Cheng S, Xin D, Jiang W, Shen J, Hu Z. Downregulation of RSK2 influences the biological activities of human osteosarcoma cells throughactivating AKT/mTOR signaling pathways. *Int J Oncol.* 2016 Jun;48(6):2508-20.
- Liu X, Xiao XY, Shou QY, Yan JF, Chen L, Fu HY, Wang JC. Bufalin inhibits pancreatic cancer by inducing cell cycle arrest via the c-Myc/NF-κB pathway. *J Ethnopharmacol.* 2016 Dec 4;193:538-545.
- Zhang M, Du Y, Lu R, Shu Y, Zhao W, Li Z, Zhang Y, Liu R, Yang T, Luo S, Gao M, Zhang Y, Zhang G, Liu J, Lu Y. Cholesterol Retards Senescence in Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells By Modulating Autophagy andROS/p53/p21Cip1/Waf1 Pathway. *Oxid Med Cell Longev.* 2016;2016:7524308.
- Gao Y, Yang H, Fan Y, Li L, Fang J, Yang W. Hydrogen-Rich Saline Attenuates Cardiac and Hepatic Injury in Doxorubicin Rat Model by Inhibiting Inflammation and Apoptosis. *Mediators Inflamm.* 2016; 2016:1320365.
- Ouyang F, Huang H, Zhang M, Chen M, Huang H, Huang F, Zhou S. HMGB1 induces apoptosis and EMT in association with increased autophagy following H/R injury in cardiomyocytes. *Int J Mol Med.* 2016 Mar;37(3):679-89.
- Qin Z, Zhao L, Hu H, Jiang H, Yu L, Zeng S. Utilizing single- and double-transfected cell models expressing human organic anion transporter 1 and human cytochrome P450 1A2 to investigate the interactions with ingredients of herbal medicines. *Xenobiotica.* 2016 Aug

13. Liu L, Wang C, Lin Y, Xi Y, Li H, Shi S, Li H, Zhang W, Zhao Y, Tian Y, Xu C, Wang L. Suppression of calcium sensing receptor ameliorates cardiac hypertrophy through inhibition of autophagy. Mol Med Rep. 2016 Jul;14(1):111-20.
14. Wang M, Lu X. Exploring the Synergy between Cellobiose Dehydrogenase from Phanerochaete chrysosporium and Cellulase from Trichoderma reesei. Front Microbiol. 2016 Apr 29;7:620.
15. Wang C, Li Z, Han H, Luo G, Zhou B, Wang S, Wang J. Impairment of object recognition memory by maternal bisphenol A exposure is associated with inhibition of Akt and ERK/CREB/BDNF pathway in the male offspring hippocampus. Toxicology. 2016 Feb 3;341-343:56-64.
16. Chen Y, Hu Y, Liu S, Zheng H, Wu X, Huang Z, Li H, Peng B, Long J, Pan B, Huang C, Dong Q. Whole-body aerosol exposure of cadmium chloride (CdCl₂) and tetrabromobisphenol A (TBBPA) induced hepatic changes in CD-1 male mice. J Hazard Mater. 2016 Nov 15;318:109-16.
17. Wang X, Liu B, Dou Y, Fan H, Wang S, Li T, Ding C, Yu S. The Riemerella anatipestifer AS87_01735 Gene Encodes Nicotinamidase PncA, an Important VirulenceFactor. Appl Environ Microbiol. 2016 Sep 16;82(19):5815-23.
18. Liao ZJ, Liang RS, Shi SS, Wang CH, Yang WZ. Effect of baicalin on hippocampal damage in kainic acid-induced epileptic mice. Exp Ther Med. 2016 Sep;12(3):1405-1411.
19. Gao S, Yu HN, Wu YF, Liu XY, Cheng AX, Lou HX. Cloning and functional characterization of a phenolic acid decarboxylase from the liverwort *Conocephalumjaponicum*. Biochem Biophys Res Commun. 2016 Dec 9;481(3-4):239-244.
20. Li Y, Liu W, Li L, Hölscher C. Neuroprotective effects of a GIP analogue in the MPTP Parkinson's disease mouse model. Neuropharmacology. 2016 Feb;101:255-63.
21. Zhang D, Liu H, Zeng J, Miao X, Huang W, Chen H, Huang Y, Li Y, Ye D. Glucocorticoid exposure in early placentation induces preeclampsia in rats via interfering trophoblast development. Gen Comp Endocrinol. 2016 Jan 1;225:61-70.
22. Meng H, Song Y, Zhu J, Liu Q, Lu P, Ye N, Zhang Z, Pang Y, Qi J, Wu H. LRG1 promotes angiogenesis through upregulating the TGF β 1 pathway in ischemic rat brain. Mol Med Rep. 2016 Dec; 14(6):5535-5543.
23. Xiang S, Zeng Y, Xiong B, Qin Y, Huang X, Jiang Y, Luo W, Sooranna SR, Pinhu L. Transforming growth factor beta 1 induced endothelin-1 release is peroxisome proliferator-activatedreceptor gamma dependent in A549 cells. J Inflamm (Lond). 2016 Jun 10;13:19.

注：更多使用本产品的文献请参考产品网页。

Version 2017.02.06