



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-168-3301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

线粒体储存液

产品编号	产品名称	包装
C3609	线粒体储存液	50ml

产品简介:

- 碧云天的线粒体储存液(Mitochondria Storage Buffer)是一种用于稀释或保存具有生物活性线粒体的缓冲液, 主要用于和碧云天的细胞线粒体分离试剂盒C3601、组织线粒体分离试剂盒C3606配套使用。
- 本线粒体储存液稀释或保存的线粒体能够保证线粒体的完整性, 不会破坏线粒体结构。稀释或保存的线粒体可用于后续完整线粒体的功能或酶活性研究, 例如可以使用碧云天的C2006 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1)测定分离得到的线粒体的膜电位、western blot等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C3609	线粒体储存液	50ml
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 一年有效。

注意事项:

- 由于分离线粒体的所有步骤均需在冰上或4°C进行, 所以本产品使用前融解后需冰浴或放于4°C预冷。
- 使用本储存液稀释或储存的线粒体样品应及时使用, 以免线粒体膜电位受影响。如果不能及时使用, 建议在-80°C保存。冻存后的线粒体样品不推荐用于膜电位的检测, 但可以用线粒体蛋白或核酸的相关检测。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C2006	线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1)	>100次
C3601	细胞线粒体分离试剂盒	50-100次
C3606	组织线粒体分离试剂盒	50-100次
C3609	线粒体储存液	50ml

Version 2016.10.25