



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)

产品编号	产品名称	包装
P0963-2ml	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	2ml
P0963-15ml	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	15ml

产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味) (BeyoWB™ SDS-PAGE Protein Sample Loading Buffer, 5X, Odorless)是一种经过改良的更加安全健康的无气味的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 并且可以和BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)配套使用。
- 本产品使用了无气味、水溶性更稳定、还原能力相近的还原剂替代了有气味的二硫苏糖醇(DTT)或巯基乙醇(2-Mercaptoethanol), 从而可以确保在正常使用或加热时都不会有异味, 使蛋白上样操作更加安全健康。
- 本产品主要配套用于BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)中蛋白样品的处理和电泳上样。
- 按照每次需要制备最终体积为100μl的蛋白电泳样品计算, 则每次样品制备需要20μl本产品。本产品每2ml可以进行100次的BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测中蛋白样品的准备。
- 本产品也可用于常规电泳检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0963-2ml	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	1ml×2
P0963-15ml	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	15ml
-	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 至少一年有效。

注意事项:

- 本产品用于蛋白变性时, 建议95°C水浴或PCR仪加热5分钟, 温度过高(如100°C)或时间过长(如超过15分钟), 有可能导致蛋白降解或上样缓冲液中指示剂的颜色异常。
- 本产品中不含剧毒的巯基乙醇和有刺激性气味的DTT, 但还原效果一致, 对于蛋白样品的处理效果和电泳效果一致。
- 本产品必须完全溶解后再使用。如发现有沉淀等不溶物, 可以在50°C水浴加热约5-15分钟直至完全溶解。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 请参考BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)说明书中相关实验步骤进行。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0002	BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200μl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200μl/1ml
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次

P0963	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	2ml/15ml
P0965	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	20张/100张
P0966	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	20片/100片
P0967	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	100ml/500ml
P0968	BeyoWB™转膜液(10X)	500ml/4×500ml
P0970	Actin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0971	GAPDH超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0972	Tubulin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0981	Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0982	HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0983	Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0984	His标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0985S	His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0986	GFP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0987S	GST标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0988S	V5标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0990S	MBP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0992S	StrepII标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0997S	AVI标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0025N	Western一抗二抗去除液(中性)	250ml

Version 2024.12.12