



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

酸洗玻璃珠(212-300 μ m)

产品编号	产品名称	包装
ST3389-5g	酸洗玻璃珠(212-300 μ m)	5g
ST3389-25g	酸洗玻璃珠(212-300 μ m)	25g
ST3389-100g	酸洗玻璃珠(212-300 μ m)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Purity	Grade
-	-	-	-	-

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	酸洗玻璃珠
Name (English)	Glass beads, acid-washed
Specifications	212-300 μ m or 50-70 U.S. sieve
Chemical Formula	-
Synonym (Chinese)	-
Synonym (English)	Glass beads
Beilstein Registry No.	-
EINECS Number	-
MDL Number	-
UNSPSC Code	-

➤ 产品描述(Description):

Application	酸洗玻璃珠已用于: 病原体核酸提取; 解脂耶氏酵母(<i>Yarrowia lipolytica</i>)细胞提取物制备; 大鼠主动脉组织的染色质免疫沉淀分析。
-------------	---

➤ 性质(Properties):

Particle size	212-300 μ m (50-70 U.S. sieve)
---------------	------------------------------------

➤ 安全信息(Safety Information):

Hazard Pictogram Codes	-
Signal Word	-
Hazard Statements	-
Precautionary Statements	-
Personal Protective Equipment	Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Codes (Europe)	-
Risk Codes (Europe)	-
Safety Codes (Europe)	-
RIDADR	-
WGK Germany	nwg
RTECS	-
Flash Point (F)	-
Flash Point (C)	-

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
ST3389-5g	酸洗玻璃珠(212-300μm)	5g
ST3389-25g	酸洗玻璃珠(212-300μm)	25g
ST3389-100g	酸洗玻璃珠(212-300μm)	100g
—	说明书	1份

保存条件：

室温保存，三年有效。

注意事项：

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2024.06.27