



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线：400-168-3301或800-8283301
订货e-mail：order@beyotime.com
技术咨询：info@beyotime.com
网址：http://www.beyotime.com

检测平衡液(GS009专用)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|--------|----------------|-------|
| GS009A | 检测平衡液(GS009专用) | 250ml |

产品简介：

- 本检测平衡液是用于碧云天生产的化学发光法EMSA试剂盒(GS009)的专用试剂。化学发光法EMSA试剂盒中已经提供了适量的检测平衡液,但在某些需要使用较大量检测平衡液的情况下,可以购买本试剂用于化学发光法EMSA试剂盒的相关检测。

包装清单：

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|--------|----------------|-------|
| GS009A | 检测平衡液(GS009专用) | 250ml |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件：

4℃保存。

注意事项：

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

请参考碧云天生产的化学发光法EMSA试剂盒(GS009)的说明书。