



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 封闭液(GS009专用)

产品编号	产品名称	包装
GS009B	封闭液(GS009专用)	380ml

### 产品简介:

- 本封闭液是用于碧云天生产的化学发光法EMSA试剂盒(GS009)的专用试剂。化学发光法EMSA试剂盒中已经提供了适量的封闭液，但在某些需要使用较大量封闭液的情况下，可以购买本试剂用于化学发光法EMSA试剂盒的相关检测。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
GS009B	封闭液(GS009专用)	380ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

4°C保存。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

请参考碧云天生产的化学发光法EMSA试剂盒(GS009)的说明书。

### 使用本产品的文献:

1. Guoqiang Zhang, Yongru Xu, Xiaona Wang, Yuanxiang Zhu, Liangliang Wang, Wenxin Zhang, Yiru Wang, Yajie Gao, Xuna Wu, Ying Cheng, Qinmiao Sun, Dahua Chen . Dynamic FMR1 granule phase switch instructed by m6A modification contributes to maternal RNA decay Nat Commun. 2022 Feb 14;13(1):859.