



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoCUBIC™ Mounting Solution

产品编号	产品名称	包装
P0118-100ml	BeyoCUBIC™ Mounting Solution	100ml
P0118-500ml	BeyoCUBIC™ Mounting Solution	500ml

产品简介:

➤ 碧云天研发生产的BeyoCUBIC™ Mounting Solution, 即BeyoCUBIC™动物组织透明化封存液, 可以和碧云天生产的BeyoCUBIC™ Animal Tissue Optical Clearing Kit配套使用。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0118-100ml	BeyoCUBIC™ Mounting Solution	100ml
P0118-500ml	BeyoCUBIC™ Mounting Solution	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 两年有效。也可以4°C或-20°C保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 本产品和BeyoCUBIC™ Animal Tissue Optical Clearing Kit配套使用, 和该试剂盒中的Mounting Solution完全一致, 可以相互替换使用。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0112S	BeyoCUBIC™ Animal Tissue Optical Clearing Kit	25ml
P0112M	BeyoCUBIC™ Animal Tissue Optical Clearing Kit	100ml
P0112L	BeyoCUBIC™ Animal Tissue Optical Clearing Kit	500ml
P0115-100ml	BeyoCUBIC™-I Solution	100ml
P0115-500ml	BeyoCUBIC™-I Solution	500ml
P0116-100ml	BeyoCUBIC™-II Solution	100ml
P0116-500ml	BeyoCUBIC™-II Solution	500ml
P0117-100ml	BeyoCUBIC™ 100X Wash Buffer	100ml
P0118-100ml	BeyoCUBIC™ Mounting Solution	100ml
P0118-500ml	BeyoCUBIC™ Mounting Solution	500ml
P0103	免疫染色一抗稀释液	100ml
P0108	免疫荧光染色二抗稀释液	100ml
P0262	QuickBlock™免疫染色一抗稀释液	100ml
P0265	QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液	100ml
P0098	免疫染色固定液	100ml/500ml
P0099	4%多聚甲醛固定液	100ml/500ml
C0221A	PBS	500ml
ST447	PBS (1X, premixed powder)	1L/5L
ST448-1L	PBS (10X, premixed powder)	1L
C1002	DAPI	5mg/ml×0.2ml

C1006	DAPI染色液	50ml
FS500	小动物手术器械套装	1套/盒
FS003	普通剪刀(12.5cm, 直尖)	1把/袋
FS007	普通剪刀(12.5cm, 弯尖)	1把/袋
FS209	实验手术剪(12.5cm, 直尖头)	1把/袋
FS213	实验手术剪(12.5cm, 弯尖头)	1把/袋
FS225	眼科镊(10cm, 直有勾, 亚光)	1把/袋
FS229	眼科镊(10cm, 弯有勾, 亚光)	1把/袋
FS241	止血钳(14cm, 直全齿)	1把/袋
FS245	止血钳(14cm, 弯全齿)	1把/袋
FCFC020-10pcs	BeyoGold™ 35mm玻底共聚焦培养皿(玻璃直径20mm)	10个/包
FCFC020-150pcs	BeyoGold™ 35mm玻底共聚焦培养皿(玻璃直径20mm)	150个/盒

Version 2022.08.15