



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

1,10-Phenanthrolin (金属蛋白酶抑制剂)

产品编号	产品名称	包装
SG2020-2g	1,10-Phenanthrolin (金属蛋白酶抑制剂)	2g
SG2020-10g	1,10-Phenanthrolin (金属蛋白酶抑制剂)	10g

产品简介:

- 1,10-Phenanthrolin, 中文名为1,10-菲咯啉, 又称1,10-邻菲啰啉, 简称菲咯啉、菲啰啉。1,10-菲咯啉是一种金属螯合剂, 可与铁、锌和其它二价金属形成螯合物, 一般作为基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinase, MMP)的抑制剂起作用, 可防止链脲佐菌素处理细胞中染色体畸变的诱导。
- 1,10-菲咯啉也被用作铁的光度试剂, 它与铁(铁II)离子形成红色螯合物, 在510nm处最大吸收。1,10-菲咯啉与Fe²⁺形成络合物, 但不与Fe³⁺形成络合物, 可以将NH₂OH添加到溶液中以将Fe³⁺还原为Fe²⁺以用于铁的分析。当1,10-菲咯啉与铜络合时, 它具有核酸酶活性, 已用于研究DNA-蛋白质相互作用。
- 本产品为1,10-菲咯啉水合物, 分子式为C₁₂H₈N₂·H₂O, 分子量为198.22, CAS number 5144-89-8。本产品为进口分装, 纯度>98%。
- 本产品可溶于DMSO (100mg/ml)和无水乙醇(25mg/ml), 微溶于水(3mg/ml)。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
SG2020-2g	1,10-Phenanthrolin (金属蛋白酶抑制剂)	2g
SG2020-10g	1,10-Phenanthrolin (金属蛋白酶抑制剂)	10g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。配制成溶液后-20°C保存。

注意事项:

- 本产品对人体有急性毒性, 操作时请特别小心, 并确保有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品对水生生物有毒或有害, 禁止直接排入环境。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

- 1,10-Phenanthrolin有效使用浓度范围为1-10mM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献, 或根据实验目的, 以及所培养的特细胞和组织, 通过实验进行摸索和优化。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
SF4135-10mM	E-64 (cysteine protease 抑制剂)	10mM×0.2ml
SF4135-5mg	E-64 (cysteine protease抑制剂)	5mg
SF4135-25mg	E-64 (cysteine protease抑制剂)	25mg
SF4135-100mg	E-64 (cysteine protease抑制剂)	100mg
SG2000-10mM	AEBSF (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	10mM×0.2ml
SG2000-5mg	AEBSF (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	5mg
SG2000-25mg	AEBSF (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	25mg
SG2000-100mg	AEBSF (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	100mg
SG2004-10mM	Aprotinin (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	10mM×0.2ml
SG2004-5mg	Aprotinin (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	5mg
SG2004-25mg	Aprotinin (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	25mg
SG2004-100mg	Aprotinin (丝氨酸蛋白酶抑制剂)	100mg
SG2008-10mM	Bestatin (氨基酶抑制剂)	10mM×0.2ml

SG2008-5mg	Bestatin (氨基酶抑制剂)	5mg
SG2008-25mg	Bestatin (氨基酶抑制剂)	25mg
SG2008-100mg	Bestatin (氨基酶抑制剂)	100mg
SG2012-10mM	Leupeptin (丝氨酸/半胱氨酸蛋白酶抑制剂)	10mM×0.2ml
SG2012-5mg	Leupeptin (丝氨酸/半胱氨酸蛋白酶抑制剂)	5mg
SG2012-25mg	Leupeptin (丝氨酸/半胱氨酸蛋白酶抑制剂)	25mg
SG2012-100mg	Leupeptin (丝氨酸/半胱氨酸蛋白酶抑制剂)	100mg
SG2016-10mM	Pepstatin A (天冬氨酸蛋白酶抑制剂)	10mM×0.2ml
SG2016-5mg	Pepstatin A (天冬氨酸蛋白酶抑制剂)	5mg
SG2016-25mg	Pepstatin A (天冬氨酸蛋白酶抑制剂)	25mg
SG2016-100mg	Pepstatin A (天冬氨酸蛋白酶抑制剂)	100mg
SG2020-2g	1,10-Phenanthroline (金属蛋白酶抑制剂)	2g
SG2020-10g	1,10-Phenanthroline (金属蛋白酶抑制剂)	10g
SG2024-10mM	Phosphoramidon (金属蛋白酶抑制剂)	10mM×0.2ml
SG2024-5mg	Phosphoramidon (金属蛋白酶抑制剂)	5mg
S1873-2g	Sodium orthovanadate (磷酸酯酶抑制剂)	2g
S1873-10g	Sodium orthovanadate (磷酸酯酶抑制剂)	10g
ST019-10mM	(-)-p-Bromotetramisole oxalate (碱性磷酸酶抑制剂)	10mM×0.2ml
ST019-5mg	(-)-p-Bromotetramisole oxalate (碱性磷酸酶抑制剂)	5mg
ST019-25mg	(-)-p-Bromotetramisole oxalate (碱性磷酸酶抑制剂)	25mg
ST019-100mg	(-)-p-Bromotetramisole oxalate (碱性磷酸酶抑制剂)	100mg
ST637-2g	β-Glycerophosphate (磷酸酶抑制剂)	2g
ST637-10g	β-Glycerophosphate (磷酸酶抑制剂)	10g
ST640-2g	Sodium pyrophosphate (磷酸酶抑制剂)	2g
ST640-10g	Sodium pyrophosphate (磷酸酶抑制剂)	10g
ST640-50g	Sodium pyrophosphate (磷酸酶抑制剂)	50g

Version 2021.10.26