



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线：400-168-3301或800-8283301
订货e-mail：order@beyotime.com
技术咨询：info@beyotime.com
网址：http://www.beyotime.com

30% Acr-Bis (29:1)

产品编号	产品名称	包装
ST003-100ml	30% Acr-Bis (29:1)	100ml
ST003-500ml	30% Acr-Bis (29:1)	500ml

产品简介：

- 30% Acr-Bis (29:1)即为含30% acrylamide-bisacrylamide的水溶液，其中acrylamide和bisacrylamide的比例为29:1。
- 30% Acr-Bis (29:1)常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE胶)，包括SDS-PAGE胶等，可以用于蛋白或核酸的分离。是实验室的常用储备液。
- 关于SDS-PAGE胶的配制，请参考SDS-PAGE凝胶配制试剂盒(P0012A)。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
ST003-100ml	30% Acr-Bis (29:1)	100ml
ST003-500ml	30% Acr-Bis (29:1)	500ml
—	说明书	1份

保存条件：

4°C避光保存。

注意事项：

- 本产品对人体有毒，操作时请特别小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2019.03.26