



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

Ammonium persulfate substitute (APS substitute)

产品编号	产品名称	包装
ST005	Ammonium persulfate substitute (APS substitute)	10g

产品简介:

- Ammonium persulfate substitute, 简称 APS substitute, 即过硫酸铵替代物, 是一种用于替代过硫酸铵用于 PAGE 和 SDS-PAGE 凝胶配制的产品。本产品配制的 10% 溶液比 10% 的过硫酸铵溶液在 4°C 保存时更加稳定。用于 PAGE 或 SDS-PAGE 等凝胶配制时的使用方法和过硫酸铵相同。
- 和过硫酸铵类似, 本产品通常先配制成 10% 的水溶液, 然后再用于配制各种 PAGE 胶。10% 过硫酸铵替代物水溶液在凝胶配制时的使用方法和 10% 过硫酸铵相同。10% 过硫酸铵替代物水溶液在室温状况下不太稳定, 4°C 可以保存 5-7 天, -20°C 可以保存 1-2 个月。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST005	Ammonium persulfate substitute (APS substitute)	10g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品对人体有害, 操作时请小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 10% 过硫酸铵替代物水溶液不太稳定, 需注意存放条件和时间限制。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。