



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

变色硅胶干燥剂(Reagent grade)

产品编号	产品名称	包装
ST2636-1kg	变色硅胶干燥剂(Reagent grade)	1kg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Purity	Grade
112926-00-8				Reagent grade

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	变色硅胶干燥剂
Name (English)	Silica gel with moisture indicator
Specifications	Reagent grade, blue gel
Chemical Formula	
Synonym (Chinese)	
Synonym (English)	
Beilstein Registry No.	-
EINECS Number	231-545-4
MDL Number	MFCD00011232
UNSPSC Code	-

➤ 产品描述(Description):

Application	用作空气净化剂和指示剂。
General Description	硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料。有吸湿性。耐热、耐盐酸、硫酸、硝酸等的浸渍。具高活性，可再生。溶于氢氟酸和强碱溶液，不溶于水。由吸湿前的蓝色随吸湿量的增加逐渐转变成浅红色。

➤ 安全信息(Safety Information):

Hazard Pictogram Codes	-
Signal Word	-
Hazard Statements	-
Precautionary Statements	-
Personal Protective Equipment	-
Hazard Codes (Europe)	-
Risk Codes (Europe)	-
Safety Codes (Europe)	-
RIDADR	-
WGK Germany	-
RTECS	-
Flash Point (F)	-
Flash Point (C)	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST2636-1kg	变色硅胶干燥剂(Reagent grade)	1kg
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2021.12.14