



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

10M NH₄Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)

产品编号	产品名称	包装
ST355-100ml	10M NH ₄ Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST355-500ml	10M NH ₄ Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的10M NH₄Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)即无菌、无DNA酶、无RNA酶以及无蛋白酶污染的10M乙酸铵(醋酸铵)溶液。乙酸铵分子式为CH₃COONH₄，分子量为77.08，CAS Number 631-61-8。
- 本产品常用于DNA和RNA的纯化实验，是常用的分子克隆实验的缓冲溶液。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST355-100ml	10M NH ₄ Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST355-500ml	10M NH ₄ Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存，一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST354	10M 醋酸铵(无菌)	100ml
ST355-100ml	10M NH ₄ Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST355-500ml	10M NH ₄ Ac (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
ST472-100ml	乙酸铵溶液(5M)	100ml