



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

3M 硫酸铵

产品编号	产品名称	包装
ST356	3M 硫酸铵	500ml

产品简介:

- 3M 硫酸铵，是实验室常用储备液，是生物化学和分子生物学试验中常用试剂，可用于蛋白质的沉淀或分级、抗体的纯化及核酸和蛋白质的晶体学分析等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST356	3M 硫酸铵	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存，一年有效，如长期不使用，建议4℃保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。