



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

GTE缓冲液(pH8.0, 无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST457-500ml	GTE缓冲液(pH8.0, 无菌)	500ml

产品简介:

- GTE缓冲液(pH8.0, 无菌)即Glucose-Tris-EDTA buffer。主要由50mM 葡萄糖、25mM Tris以及10mM EDTA组成。
- GTE缓冲液(pH8.0, 无菌)为常用的裂解法抽提质粒DNA时使用的溶液, 用来悬浮收集到的菌体。
- 本产品用NaOH调节pH至8.0后, 经过高压湿热灭菌处理, 可以直接用于无菌操作。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST457-500ml	GTE缓冲液(pH8.0, 无菌)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2020.11.16