



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线：400-168-3301或800-8283301
订货e-mail：order@beyotime.com
技术咨询：info@beyotime.com
网址：http://www.beyotime.com

PEG8000

产品编号	产品名称	包装
ST483	PEG8000	500g

产品简介：

- PEG8000即Polyethylene Glycol 8000，中文名为聚乙二醇8000。分子式为 $H(OCH_2CH_2)_nOH$ ，分子量为7000-9000，纯度>99%。
- 常用生化试剂，用于常规质粒大抽等，进口分装。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
ST483	PEG8000	500g
—	说明书	1份

保存条件：

室温保存。

注意事项：

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2016.12.08