



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

8M LiCl (DNase/RNase free)

产品编号	产品名称	包装
ST498-100ml	8M LiCl (DNase/RNase free)	100ml

产品简介:

- 氯化锂分子式为LiCl，分子量为42.39，CAS 7447-41-8。
- 8M LiCl (DNase/RNase free)主要由氯化锂、DEPC处理水组成，不含DNA酶和RNA酶 (DNase/RNase free)，常用来沉淀RNA的分子克隆实验溶液。
- 本产品经过高压湿热灭菌处理。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST498-100ml	8M LiCl (DNase/RNase free)	100ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存，一年有效。

注意事项:

- 本产品对人体有害，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品对人体有刺激性，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2020.12.02