



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线：400-168-3301 或 800-8283301

订货 e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: <http://www.beyotime.com>

1M Tris-HCl, pH7.6

产品编号	产品名称	包装
ST776	1M Tris-HCl, pH7.6	100ml

产品简介:

- 常用缓冲液，进口试剂配制。可以用于各种常规生化、分子生物学实验。
- Tris也称Tris base或2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ ，分子量121.14，纯度>99.9%。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST776	1M Tris-HCl, pH7.6	100ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2016.12.08