



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )

产品编号	产品名称	包装
Y023738-25mg	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	25mg
Y023738-100mg	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	100mg
Y023738-500mg	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	500mg
Y023738-1g	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	1g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
115144-35-9	$C_{11}H_7KN_2O_3S_2$	318.41	$\geq 98\%$

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	D-荧光素钾盐
Name (English)	D-Luciferin potassium salt
Specifications	$\geq 98\%$
Chemical Formula	$C_{11}H_7KN_2O_3S_2$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	$-20^{\circ}C$
Appearance	powder or crystals

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y023738-25mg	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	25mg
Y023738-100mg	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	100mg
Y023738-500mg	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	500mg
Y023738-1g	D-荧光素钾盐( $\geq 98\%$ )	1g
—	说明书	1份

### 保存条件:

$-20^{\circ}C$ 保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。