

β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)

产品编号	产品名称	包装
Y024703-25mg	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	25mg
Y024703-100mg	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	100mg
Y024703-500mg	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	500mg
Y024703-1g	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	1g
Y024703-5g	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	5g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
698999-85-8	$C_{21}H_{27}N_7O_{17}P_3 \cdot Na \cdot xH_2O$	765.39 (anhydrous basis)	≥98%, HPLC

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物
Name (English)	β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Specifications	≥98%, HPLC
Chemical Formula	$C_{21}H_{27}N_7O_{17}P_3 \cdot Na \cdot xH_2O$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y024703-25mg	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	25mg
Y024703-100mg	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	100mg
Y024703-500mg	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	500mg
Y024703-1g	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	1g
Y024703-5g	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐水合物(≥98%, HPLC)	5g
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。