

## 红菲绕啉二磺酸钠水合物(BR, 用于亚铁离子的测定)

产品编号	产品名称	包装
Y026683-50mg	红菲绕啉二磺酸钠水合物(BR, 用于亚铁离子的测定)	50mg
Y026683-200mg	红菲绕啉二磺酸钠水合物(BR, 用于亚铁离子的测定)	200mg
Y026683-1g	红菲绕啉二磺酸钠水合物(BR, 用于亚铁离子的测定)	1g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
53744-42-6	$C_{24}H_{14}N_2Na_2O_6S_2 \cdot xH_2O$	536.48 (as Anhydrous)	BR, 用于亚铁离子的测定

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	红菲绕啉二磺酸钠水合物
Name (English)	Bathophenanthrolinedisulfonic Acid Disodium Salt Hydrate
Specifications	BR, 用于亚铁离子的测定
Chemical Formula	$C_{24}H_{14}N_2Na_2O_6S_2 \cdot xH_2O$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y026683-50mg	红菲绕啉二磺酸钠水合物(BR, 用于亚铁离子的测定)	50mg
Y026683-200mg	红菲绕啉二磺酸钠水合物(BR, 用于亚铁离子的测定)	200mg
Y026683-1g	红菲绕啉二磺酸钠水合物(BR, 用于亚铁离子的测定)	1g
-	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。