

## 2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)

产品编号	产品名称	包装
Y091924-10mg	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	10mg
Y091924-50mg	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	50mg
Y091924-200mg	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	200mg
Y091924-1g	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	1g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
1469703-61-4	C <sub>64</sub> H <sub>48</sub> N <sub>6</sub>	901.11	98%, unsublimated

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈
Name (English)	2,4,5,6-Tetra(3,6-dimethylcarbazol-9-yl)-1,3-dicyanobenzene
Specifications	98%, unsublimated
Chemical Formula	C <sub>64</sub> H <sub>48</sub> N <sub>6</sub>

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT, 密封, 干燥
Appearance	-

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y091924-10mg	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	10mg
Y091924-50mg	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	50mg
Y091924-200mg	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	200mg
Y091924-1g	2,4,5,6-四(3,6-二甲基-9H-咪唑-9-基)间苯二甲腈(98%, unsublimated)	1g
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温, 密封, 干燥保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。