



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)

产品编号	产品名称	包装
Y239272-5mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	5mg
Y239272-10mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	10mg
Y239272-25mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	25mg
Y239272-100mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	100mg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
127274-91-3	$C_{61}H_{99}ClN_2O_4$	959.9	$\geq 98\%$

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	DiD (细胞膜远红外荧光探针)
Name (English)	1,1'-Dioctadecyl-3,3',3'-tetramethylindodicarbocyanine perchlorate
Specifications	$\geq 98\%$
Chemical Formula	$C_{61}H_{99}ClN_2O_4$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C, 氮气保存
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y239272-5mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	5mg
Y239272-10mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	10mg
Y239272-25mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	25mg
Y239272-100mg	DiD (细胞膜远红外荧光探针) ($\geq 98\%$)	100mg
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C氮气保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。