



碧云天 4万多种 涵盖绝大多数基因

qPCR引物对

单次最低仅需 0.06元

优化序列 · 经qPCR验证 · 特异性佳 · 扩增效率高 · qPCR数据可靠

产品特点

- **特异性佳,扩增效率高:** 引物产品采用碧云天开发的引物设计算法,优化了序列并经过验证,特异性佳,扩增效率高,引物二聚体形成发生率低,qPCR 数据可靠;
- **避免了对基因组 DNA (gDNA) 的扩增:** 本系列引物对一般都跨外显子,避免了对基因组 DNA (gDNA) 的扩增;
- **引物产品非常丰富:** 本系列的引物产品几乎包含了所有人和小鼠的基因,同时碧云天还提供针对各个信号通路的引物组合;
- **使用便捷:** 预混冻干粉形式,每管含正向引物 (Forward primer,也称上游引物) 和反向引物 (Reverse primer,也称下游引物) 各 1nmol,共 2nmol,不含核酸酶 (Nuclease-free),只需加入 400μl 超纯水溶解即可使用。

如何查找自己想要的引物?

方法一

进入碧云天官网
<https://www.beyotime.com/index.htm>
直接按基因名称检索



方法二

扫描以下二维码查看全部qPCR引物对产品



非内参引物对



内参引物对

方法三

联系技术支持人员帮您查询

www.beyotime.com

RELATED 相关产品 PRODUCTS

基因组DNA (gDNA)引物对(用于gDNA污染检测)

产品编号	产品名称	包装
QH00101	Human HGDC Primer Pair	200次/1000次
QM00098	Mouse MGDC Primer Pair	200次/1000次

SYBR Green qPCR Mix及耗材

产品编号	产品名称	包装
D7260	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	1/5/25ml
D7262	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	1/5/25ml
D7265	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	1/5/25ml
D7268	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit	100/500次
D7501	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, 防污染型)	1/5/25ml
D7503	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型)	1/5/25ml
D7507	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型)	1/5/25ml
D7509	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit (防污染型)	100/500次
FASA011-1pc	BeyoGold™封板膜刮板	1个/袋
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FSF035	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	20片/100片
FSF039	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	20片/100片
FTUB325	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明)	1盒/10盒
FTUB333	荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)	20片/包装
FTUB384	荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)	20片/包装
FTUB335	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 无裙边, 透明)	1盒/5盒
FTUB337	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)	1盒/5盒
FTUB339	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 高裙边, 磨砂)	1盒/5盒

上海碧云天生物技术股份有限公司 | Beyotime Biotech Inc

- 地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼
- 邮编: 201611
- Email: info@beyotime.com
- 热线: 400-1683301或800-8283301
- 网站: www.beyotime.com



碧云天网站

微信公众号

订货方式 | Quick Order



400-1683301或800-8283301



4001683301



order@beyotime.com



www.beyotime.com