



Serving Life Science
Benefiting Lives

碧云天 Beyotime Discount season 十一月囤货打折季

手中有货，心中不慌。



活动时间

产 品 2022年11月11日—2022年11月22日

技术服务 2022年11月01日—2022年11月30日

www.beyotime.com



CATALOG

目 录



Part1—细胞相关 02

细胞增殖	02
细胞活力	02
细胞凋亡	02
细胞代谢	03
荧光素酶相关	03



Part2—核酸相关 04

核酸保存	04
环境处理	04
质粒抽提	04
核酸纯化	05
基因型鉴定	05
核酸电泳	05
qPCR	06



Part3—蛋白相关 06

样本准备	06
浓度测定	07
制胶	07
上样	07
封闭	07
抗体	08



Part4—技术服务 08

Western blot	08
qPCR	08
CRISPR/Cas9	08

Part5—环球影城、迪士尼门票限时兑 09

Part6—免单活动 10

Part7—活动规则及说明 10

Part

1 | 细胞相关



细胞增殖

BeyoClick™ 系列

优于CCK8, 诺奖“点击化学”加持, 更高灵敏、更便捷

10%-12%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
C0071S	BeyoClick™ EdU-488 细胞增殖检测试剂盒	50-500 次	690	607.2
C0071L	BeyoClick™ EdU-488 细胞增殖检测试剂盒	200-2000 次	2183	1921.04
C0075S	BeyoClick™ EdU-555 细胞增殖检测试剂盒	50-500 次	690	607.2
C0075L	BeyoClick™ EdU-555 细胞增殖检测试剂盒	200-2000 次	2183	1921.04
C0078S	BeyoClick™ EdU-594 细胞增殖检测试剂盒	50-500 次	690	607.2
C0078L	BeyoClick™ EdU-594 细胞增殖检测试剂盒	200-2000 次	2183	1921.04
C0081S	BeyoClick™ EdU-647 细胞增殖检测试剂盒	50-500 次	690	607.2
C0081L	BeyoClick™ EdU-647 细胞增殖检测试剂盒	200-2000 次	2183	1921.04
C0085S	BeyoClick™ EdU 细胞增殖检测试剂盒 (DAB 法)	50-500 次	690	607.2
C0085L	BeyoClick™ EdU 细胞增殖检测试剂盒 (DAB 法)	200-2000 次	2183	1921.04
C0088S	BeyoClick™ EdU 细胞增殖检测试剂盒 (TMB 法)	500 次	690	607.2
C0088L	BeyoClick™ EdU 细胞增殖检测试剂盒 (TMB 法)	2000 次	2183	1921.04
C0036L	WST-1 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒	2500 次	1296	1166.4
C0039	Cell Counting Kit-8 (CCK-8 试剂盒)	2500 次	1306	1175.4
C0040	Cell Counting Kit-8 (CCK-8 试剂盒)	10000 次	4386	3947.4
C0043	Enhanced Cell Counting Kit-8 (增强型 CCK-8 试剂盒)	2500 次	1576	1418.4
C0046	Enhanced Cell Counting Kit-8 (增强型 CCK-8 试剂盒)	10000 次	5251	4725.9

细胞活力

CellTiter-Lumi™ Steady 发光法细胞活力检测

完美替代CCK8, 比CCK8更方便, 效果更好!

12%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
C0070S	CellTiter-Lumi™ Steady Plus 发光法细胞活力检测试剂盒	100 次	372	327.36
C0070M	CellTiter-Lumi™ Steady Plus 发光法细胞活力检测试剂盒	500 次	1242	1092.96
C0070L	CellTiter-Lumi™ Steady Plus 发光法细胞活力检测试剂盒	2500 次	5075	4466
C0070XL	CellTiter-Lumi™ Steady Plus 发光法细胞活力检测试剂盒	10000 次	16471	14494.48
C0069S	CellTiter-Lumi™ Steady 发光法细胞活力检测试剂盒	100 次	193	169.84
C0069M	CellTiter-Lumi™ Steady 发光法细胞活力检测试剂盒	500 次	669	588.72
C0069L	CellTiter-Lumi™ Steady 发光法细胞活力检测试剂盒	2500 次	2747	2417.36
C0069XL	CellTiter-Lumi™ Steady 发光法细胞活力检测试剂盒	10000 次	8895	7827.6

细胞凋亡

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
C1056	细胞凋亡与坏死检测试剂盒	100 次	246	221.4
C1062L	Annexin V-FITC 细胞凋亡检测试剂盒	100 次	1566	1409.4
C1065L	Annexin V-PE 细胞凋亡检测试剂盒	100 次	1698	1528.2



产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
C1067M	Annexin V-EGFP 细胞凋亡检测试剂盒	50 次	1096	986.4
C1069L	Annexin V-mCherry 细胞凋亡检测试剂盒	100 次	1389	1250.1
C1070M	Annexin V-mCherry/SYTOX Green 细胞凋亡检测试剂盒	50 次	1189	1070.1
C1071M	线粒体膜电位与细胞凋亡检测试剂盒	50 次	1283	1154.7
C1077M	活细胞 Caspase-3 活性与 Annexin V 细胞凋亡检测试剂盒	50 次	1449	1304.1
C1088	一步法 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒 (绿色荧光)	50 次	2627	2364.3
C1090	一步法 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒 (红色荧光)	50 次	2669	2402.1
C1098	TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒 (显色法)	50 次	2868	2581.2

细胞代谢

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
S0033M	活性氧检测试剂盒	>500 次	1542	1387.8
S0038	过氧化氢检测试剂盒	150 次	1020	918
S0051	过氧化氢酶检测试剂盒	100 次	485	436.5
S0052	总谷胱甘肽检测试剂盒	100 次	420	378
S0053	GSH 和 GSSG 检测试剂盒	共 100 次	633	569.7
S0055	谷胱甘肽还原酶检测试剂盒 (DTNB 法)	100 次	515	463.5
S0056	谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒	100 次	517	465.3
S0058	总谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒	100 次	589	530.1
S0060	超氧化物检测试剂盒	100 次	578	520.2
S0101M	总 SOD 活性检测试剂盒 (WST-8 法)	250 次	1138	1024.2
S0103	CuZn/Mn-SOD 活性检测试剂盒 (WST-8 法)	100 次	692	622.8
S0131M	脂质氧化 (MDA) 检测试剂盒	500 次	1450	1305
S0109	总 SOD 活性检测试剂盒 (NBT 法)	100 次	412	370.8
S0116	总抗氧化能力检测试剂盒 (FRAP 法)	100 次	371	333.9
S0119	总抗氧化能力检测试剂盒 (ABTS 法)	>300 次	431	387.9
S0121	总抗氧化能力检测试剂盒 (ABTS 快速法)	100 次	410	369
C0017	乳酸脱氢酶细胞毒性检测试剂盒	500 次	617	555.3

荧光素酶相关

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
RG039M	Bac-Lumi™ 细菌萤火虫荧光素酶检测试剂	1000 次	2858	2572.2
RG043M	Bio-Lumi™ II 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	3288	2959.2
RG042M	Bio-Lumi™ 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	3288	2959.2
RG052M	Bright-Lumi™ II 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	2795	2515.5
RG051M	Bright-Lumi™ 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	2795	2515.5
RG089M	Dual-Lumi™ II 双荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	5489	4940.1
RG088M	Dual-Lumi™ 双荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	5489	4940.1
RG056M	One-Lumi™ II 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	2926	2633.4
RG055M	One-Lumi™ 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	2926	2633.4

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
RG066M	Renilla-Lumi™ Plus 海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	3106	2795.4
RG062M	Renilla-Lumi™海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	2930	2637
RG059M	Steady-Lumi™ II 萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	2926	2633.4
RG058M	Steady-Lumi™萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒	1000 次	2926	2633.4

Part 2 | 核酸相关



核酸保存 / RNALater™ 系列保存液

保存时间长, 有效避免RNA降解

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
R0118-500ml	RNALater™动物组织 RNA 稳定保存液	500ml	990	891
R0141-500ml	RNALater™病毒 RNA 稳定保存液	500ml	786	707.4
R0116-500ml	RNALater™血液 RNA 稳定保存液	500ml	828	745.2

环境处理 / 自主研发, 效果领先国际! 为实验保驾护航!

12%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
R0123	RNase and DNase Away	250ml	135	118.8
R0125	RNase, DNase and DNA Away	250ml	145	127.6
R0127	RNase, DNase, RNA and DNA Away	250ml	158	139.04

质粒抽提

12%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
D0003	质粒小量抽提试剂盒	200 次	428	376.64
D0005	质粒小量抽提试剂盒	50 次	135	118.8
D0007S	质粒小量抽提试剂盒 (通用型)	50 次	145	127.6
D0018	质粒中量抽提试剂盒	50 次	262	230.56
D0020	质粒中量抽提试剂盒 (通用型)	50 次	286	251.68
D0026	质粒大量抽提试剂盒	20 次	860	756.8
D0028	质粒大量抽提试剂盒 (通用型)	20 次	903	794.64
D0007M	质粒小量抽提试剂盒 (通用型)	200 次	452	397.76
D0029	酵母质粒小量抽提试剂盒	50 次	372	327.36
D0031	杆状病毒穿梭载体 bacmid 小量抽提试剂盒	50 次	282	248.16

核酸纯化

BeyoMag™ 磁珠系列
方便、纯净、省心12%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
D0075S	BeyoMag™磁珠法质粒小量抽提试剂盒	50 次	226	198.88
D0075M	BeyoMag™磁珠法质粒小量抽提试剂盒	200 次	620	545.6
D0075L	BeyoMag™磁珠法质粒小量抽提试剂盒	1000 次	2173	1912.24
D0038-5ml	BeyoMag™ DNA 长度分选磁珠	5ml	368	323.84
D0038-20ml	BeyoMag™ DNA 长度分选磁珠	20ml	1058	931.04
D0038-100ml	BeyoMag™ DNA 长度分选磁珠	100ml	3698	3254.24
D0041S	BeyoMag™磁珠法 PCR/DNA 纯化试剂盒	50 次	237	208.56
D0041M	BeyoMag™磁珠法 PCR/DNA 纯化试剂盒	200 次	755	664.4
D0043S	BeyoMag™磁珠法 DNA 凝胶回收试剂盒	50 次	237	208.56
D0043M	BeyoMag™磁珠法 DNA 凝胶回收试剂盒	200 次	755	664.4

基因型鉴定

12%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
D0061	哺乳动物基因组 DNA 抽提试剂盒	50 次	183	161.04
D0063	基因组 DNA 小量抽提试剂盒 (通用型, 离心柱式)	50 次	292	256.96
D0065M	动物基因组 DNA 快速抽提试剂盒 (PCR 分析用)	500 次	739	650.32
D7283M	鼠尾基因型快速鉴定试剂盒	500 次	855	752.4

原位杂交

12%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
R0306S	Fluorescence in Situ Hybridization Kit for RNA	100 次	688	605.44
R0306M	Fluorescence in Situ Hybridization Kit for RNA	500 次	2698	2374.24
R0312-20µg	18S rRNA Cy3 FISH Probe	20µg	598	526.24
R0312-100µg	18S rRNA Cy3 FISH Probe	100µg	1988	1749.44
R0323-20µg	U6 snRNA Cy3 FISH Probe	20µg	599	527.12
R0323-100µg	U6 snRNA Cy3 FISH Probe	100µg	1989	1750.32

核酸电泳

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
D0076-10ml	InstantView™红色荧光 DNA 上样缓冲液 (6X, 溴酚蓝)	10ml	318	286.2
D0078-10ml	InstantView™绿色荧光 DNA 上样缓冲液 (6X, 溴酚蓝)	10ml	318	286.2

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
D0083-10ml	InstantView™绿色荧光 DNA 上样缓冲液 (6X, BeyoRed)	10ml	373	335.7
D0115S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, 溴酚蓝)	100 次	168	151.2
D0116S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, 溴酚蓝)	100 次	168	151.2
D0117S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, BeyoRed)	100 次	179	161.1
D0118S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, BeyoRed)	100 次	179	161.1
D0120S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, 溴酚蓝)	100 次	117	105.3
D0121S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, 溴酚蓝)	100 次	117	105.3
D0122S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, BeyoRed)	100 次	127	114.3
D0123S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, BeyoRed)	100 次	127	114.3

qPCR

文献引用率高, 大包装更优惠!

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
D7260-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	5ml	513	461.7
D7260-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	25ml	2157	1941.3
D7262-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	5ml	513	461.7
D7262-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	25ml	2155	1939.5
D7265-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	5ml	513	461.7
D7265-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	25ml	2155	1939.5
D7268M	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit	500 次	1935	1741.5

Part

3 | 蛋白相关



样本准备

TissueMaster™ 研磨仪
匀浆彻底, 让结果更稳定!10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
E6600	TissueMaster™手持式组织研磨仪	1 套	1159	1043.1
E6618	TissueMaster™高通量组织研磨仪 (1.5/2ml×48)	1 台	16888	15199.2

样本准备

蛋白裂解液
CNS级高被引产品, 值得您的信赖!10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0013	Western 及 IP 细胞裂解液	100ml	189	170.1
P0013B	RIPA 裂解液 (强)	100ml	209	188.1
P0013C	RIPA 裂解液 (中)	100ml	209	188.1
P0013D	RIPA 裂解液 (弱)	100ml	209	188.1

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0013E	RIPA 裂解液 (强中弱套装)	共 150ml	281	252.9
P0013F	NP-40 裂解液	100ml	211	189.9
P0013G	SDS 裂解液	100ml	211	189.9
P0013J	Western 及 IP 细胞裂解液 (无抑制剂)	100ml	131	117.9
P0013K	RIPA 裂解液 (强, 无抑制剂)	100ml	152	136.8

浓度测定 / 王牌口碑产品

大包装更优惠!

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0009	BCA 蛋白浓度测定试剂盒 (增强型)	5000 次	1726	1553.4
P0010	BCA 蛋白浓度测定试剂盒 (增强型)	500 次	375	337.5
P0011	BCA 蛋白浓度测定试剂盒	5000 次	1592	1432.8
P0012	BCA 蛋白浓度测定试剂盒	500 次	329	296.1
P0012S	BCA 蛋白浓度测定试剂盒	200 次	172	154.8

制 胶 / 王牌热卖产品

口碑爆棚, 放心囤货!

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0012A	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒	可制 30-50 块胶	163	146.7
P0012AC	SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒	可制 30-50 块胶	171	153.9
P0686	6% SDS-PAGE 凝胶超快速配制试剂盒	可制 30-50 块胶	196	176.4
P0688	8% SDS-PAGE 凝胶超快速配制试剂盒	可制 30-50 块胶	196	176.4
P0690	10% SDS-PAGE 凝胶超快速配制试剂盒	可制 30-50 块胶	196	176.4
P0692	12% SDS-PAGE 凝胶超快速配制试剂盒	可制 30-50 块胶	196	176.4
P0695	15% SDS-PAGE 凝胶超快速配制试剂盒	可制 30-50 块胶	196	176.4

上 样 / 王牌热卖产品

口碑爆棚, 放心囤货!

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0286-15ml	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (5X, 无气味)	15ml	176	158.4
P0295-15ml	双色 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (5X, 无气味)	15ml	203	182.7

封 闭 / QuickBlock™系列产品

背景更干净, 条带更漂亮!

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0235	QuickBlock™封闭液 (10X)	100ml	873	785.7
P0239	QuickBlock™ Western 溶液套装 (封闭液、洗涤液、一抗和二抗稀释液)	共 400ml	378	340.2
P0252-500ml	QuickBlock™ Western 封闭液	500ml	498	448.2

抗体

10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0256-500ml	QuickBlock™ Western 一抗稀释液	500ml	498	448.2
P0258-500ml	QuickBlock™ Western 二抗稀释液	500ml	498	448.2

抗体


SignalUp™系列产品
信号更强, 条带更明显10%
OFF

产品编号	产品名称	产品包装	原价	折后价
P0272-500ml	SignalUp™ Western 检测增敏剂	500ml	1032	928.8
P0273-500ml	SignalUp™ Western 一抗稀释液	500ml	1028	925.2
P0274-500ml	SignalUp™ Western 二抗稀释液	500ml	1028	925.2

Part


4 | 技术服务

限时8.8折!

活动时间持续一个月!
2022年11月1日—2022年11月30日


Western Blot

服务编号	服务名称	服务时间	原价(元)	折后价	服务内容	交付结果
T1803	Western Blot	视样本数量以及指标数而定	500元 / 指标	440元 / 指标	常规蛋白 WB 检测	化学发光成像图片, 灰度值分析结果及实验报告



PCR

项目编号	服务项目	服务内容	周期(工作日)	原价(元)	折后价(元)	交付结果
T0501	RNA 抽提 + 反转录	RNA 抽提 + 反转录	1周	100元 / 样	96.8元 / 样	RNA 浓度数据, cDNA
T0503	qPCR 相对定量 (SYBR Green I 法)	目的基因或内参基因检测	2-3周	60元 / 3复孔	52.8元 / 3复孔	原始数据及定量分析结果, 熔解曲线图, 扩增曲线图, 实验报告
T0507	qPCR 引物设计合成	优化引物设计合成 (染料法)	1周	100元 / 对	88元 / 对	



CRISPR/Cas9

服务项目	项目编号	原价(元)	折后价(元)
CRISPR/Cas9 基因敲除用慢病毒 (无 T7E1 验证)	T0405	8555	7528.4
CRISPR/Cas9 基因敲除用慢病毒 (T7E1 验证)	T0408	8888	7821.44
CRISPR/Cas9 基因敲除多克隆细胞株 (T7E1 验证)	T0411	9999	8799.12

电话: 400-1683301 转 6 号键 / 邮箱: service@beyotime.com / QQ: 4001683301 点击碧云悦助 (外包)

Part **5** | 环球影城、迪士尼门票
限时兑



【活动时间】

11月11日—11月22日

【活动产品】

官网所有产品

【参与对象】

碧云天官网科研用户 *

*VIP 及合作实验室客户只能在之前福利和本次福利中二选一，获得积分规则与官网之前说明保持一致。

【兑换规则】

限时兑换礼品列表

积分	礼品
30,000.0	迪士尼常规日门票
60,000.0	迪士尼节假日门票
40,000.0	环球影城常规日门票
60,000.0	环球影城节假日门票

冬季新增礼品兑换列表

积分	赠品
3,000.0	凡士林护手霜
10,000.0	暖脚宝
10,000.0	充电热水袋
10,000.0	抱枕被子两用多功能午睡枕头空调毯子
10,000.0	小林暖宝宝
10,000.0	小米加湿器
20,000.0	充电宝暖手宝二合一
20,000.0	苏泊尔养生壶
20,000.0	办公室桌下取暖器 3
30,000.0	美的取暖器
50,000.0	美的折叠足浴盆

Part

6 | 免单活动



Part

7 | 活动规则及说明

• 活动参与对象说明

产品折扣活动

碧云天官网用户、平台用户(具体参与平台以各个平台公告内容为准)

技术服务活动

所有客户

积分商城

碧云天官网下单科研客户

免单活动

碧云天官网下单客户

特别说明

VIP 及合作实验室客户本次活动折扣和原先折扣只能二选一,不能叠加。

- 本次活动执行过程中遇到任何问题,请工作时间内咨询上海碧云天生物技术有限公司。
- 本次活动最终解释权归上海碧云天生物技术有限公司所有。



Website



Wechat

上海碧云天生物技术有限公司 | Beyotime Biotech Inc

地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼

邮编: 201611

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: info@beyotime.com

网站: www.beyotime.com

订货方式 | Order Method



400-1683301 或 800-8283301



4001683301



order@beyotime.com



www.beyotime.com

