

高品质仪器专场

BeyoImager™ 600化学发光成像系统 ★ NEW

产品特点 | FEATURES

- 相机及镜头性能卓越**

本产品采用原装进口超高灵敏度制冷CCD相机，有效像素高达605万，同时具有进口f/0.95高清晰大口径高通透电动镜头，保证极高灵敏度和信噪比，确保微弱信号的检测并精确定量；

- 智能拍摄，一键成像**

拍摄软件具有精确的自动曝光功能，无需揣摩曝光时间，轻松实现一键成像。使用电动镜头，轻松实现自动对焦；

- 图像分析软件功能强大**

图像分析软件具有图像的旋转、裁切等编辑功能、自动识别泳道功能和条带的半定量或定量分析等功能；



免费试用

- 外观设计时尚**

高分子纳米环保材料通过模具成型，流线型设计，占用空间小；

- 售后服务佳**

质保一年，专业团队，响应快速，售后及时，维护成本低。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
EI600	BeyoImager™ 600化学发光成像系统	1套
EI600C	BeyoImager™ 600化学发光成像系统(含电脑)	1套

BeyoVortex™ 调速式涡旋混匀仪 ★ NEW

产品特点 | FEATURES

- 小巧、便携，操作简单，使用方便；**

- 混匀速度灵活可调**

调控准确灵敏，速度控制范围0-3000rpm，可实现温和或剧烈混合样品；

- 支持多种混匀模块**

模块安装方便，标配的杯形振荡器头(F6701)适用于直径小于30mm的离心管、试管和各种小容器。通用圆头托盘(F6702)搭配1.5/2ml离心管适配器(1.5-2ml×15) (F6703)或平板垫片(适合多管点动) (F6705)使用，以满足不同实验的需求；



- 经久耐用**

非常牢固，耐磨损；负载不同的情况下，仍可保持恒定转速，适合长期使用；混匀仪噪音小。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6699	BeyoVortex™ 可调式涡旋混匀仪	1套
F6701	杯形振荡器头	1个
F6702	通用圆头托盘(含4个橡胶真空吸盘脚)	1套
F6703	1.5/2ml离心管适配器(1.5-2ml × 15)	1个
F6705	平板垫片(适合多管点动)	1个

MiniProGel™蛋白制胶、电泳与转膜系统 NEW

产品特点 | FEATURES

• 经久耐用

本系统的模具采用进口超高硬度特种钢材打造，电泳槽使用高端PC材料模压成型；

• 兼容性强

电泳系统既可用于手工配制凝胶的电泳，也可兼容常见小型预制胶(precast gel)的电泳，电泳槽一次可进行多块凝胶的电泳；系统兼容伯乐(Bio-Rad)公司的Mini-PROTEAN®Tetra Cell及其配件，Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell及其配件。

蛋白制胶与电泳系统

• 简单便捷

制胶系统包含制胶架、玻璃板、夹胶框和电泳梳。手工配制凝胶非常便捷；

• 有效防漏

制胶系统中配制凝胶用的密封垫表面平整，可有效防止胶液渗漏；

• 选择灵活

可选配厚度不同的厚玻璃板和电泳梳，满足不同的上样需求。



转膜系统

• 方便快捷

转膜系统的转移电极芯可同时容纳两个转移三明治夹，即一次可以完成两块胶的转膜；

• 转膜高效

本系统的核心为转移电极芯组件，该组件具有4cm长的电极距离，可产生较高电场确保蛋白转印的高效率；

• 操作简单

本系统的转移三明治夹具有简单易用的闭锁装置，颜色标记的转移夹套和转移芯便于在转膜时的正确定向，特殊设计的插入和拔出装置使操作更加便捷；

• 快速吸热

本系统标配冷却用的内置蓝冰盒，可快速吸收在转印过程中产生的热量。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6001	MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(4胶)	1套
E6005	MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(2胶)	1套
E6050	MiniBlot™蛋白转膜系统	1套
E6053	MiniBlot™蛋白转膜转移芯	1套
E6150	MiniProGel™蛋白制胶、电泳与转膜系统(2胶/2膜)	1套

NA-Gel™核酸电泳系统 NEW

产品特点 | FEATURES

• 经久耐用

模具采用进口超高硬度特种钢材打造，缓冲液槽使用了0.5厘米厚的进口优质高强度、高透明聚碳酸酯材料注塑模压成型，经久耐用、美观时尚、清晰透明而便于观察电泳进程；

• 有效防漏

采用了有效的防漏技术，无需胶带封口，确保制胶过程简单便捷；

• 选择灵活

提供了多功能制胶盘架、4种规格的制胶托盘以及不同厚度或孔数的制胶梳子，可以满足各种不同的常见需求；



• 使用安全

采用多重安全设计，有效避免了可能产生的操作安全问题；同时采用安全盖移位栓设计，既确保正负极一一对应，又方便安全盖的开启；

• 一槽多用

使用本产品时，配制好的各种大小的琼脂糖凝胶均可放入缓冲液槽的凝胶平台上进行电泳，实现一槽多用。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6090	NA-Gel™核酸制胶与电泳系统	1套
E6098	NA-Gel™多功能制胶器套件	1套

BeyoPower™电源 NEW

产品特点 | FEATURES

• 经久耐用

碧云天的BeyoPower™系列电泳仪电源外壳采用进口高强度材料模压成型，重量轻、强度大、耐冲击、耐腐蚀、抗老化。操作按键以橡胶为原料，手感舒适，触控灵敏，使用寿命长；

• 性能稳定

碧云天的BeyoPower™系列电泳仪电源是国际流行的微型电脑控制高频开关稳压电源，稳定性好、可靠性强、效率高、重量轻、产热量小。为适应不同使用环境，采用了大功率半导体器件轻负荷的方案，大大减少仪器的产热，有效提高了仪器的稳定性和使用寿命；

• 功能强大

碧云天的BeyoPower™系列电泳仪电源具有恒压和恒流电泳功能，可以按照设定时间自动终止电泳实验。同时具有程序断电保护功能，断电时可自动存储已经运行的条件，来电后自动继续运行到设定运行时间并结束；

• 操作简便

简单的四组按键即可以实现电泳实验所需的功能，电泳条件设定简单；

• 兼容性强

本系统兼容伯乐(Bio-Rad)公司的Mini-PROTEAN®Tetra Cell和Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell，并兼容市场上



产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6080	BeyoPower™中电流电源(300V/600mA/100W)	1套
E6085	BeyoPower™高电流电源(300V/2000mA/200W)	1套

TissueMaster™高通量组织研磨仪 NEW

产品特点 | FEATURES

• 坚固耐用、使用安心

工作时安全锁全程保护，可放心使用；

• 操作简单、使用便捷

可保存10个研磨程序，方便研磨不同样品时调用；

• 研磨高效、样品通量大

可在极短时间内完成1-48个1.5ml或2ml离心管样品的研磨；

• 重复性好，样本无污染、无损失

样品批间、批内差异小；本组织研磨仪研磨过程中样品属于完全封闭状态，避免了可能产生的污染，也不会导致样品损失；

• 功能齐全

适用于湿磨、干磨、冷冻和液氮研磨在内的多种研磨方式。可以设置中断模式，适用于热敏性样品的研磨粉碎；

• 安静舒适

研磨过程噪音小(<65db)。



产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6618	TissueMaster™高通量组织研磨仪(1.5/2ml×48)	1台

TissueMaster™手持式组织研磨仪 NEW

产品特点 | FEATURES

• 轻便灵活

体积小、重量轻、耗电少，没有电线的阻扰，随时随地都可以进行研磨操作；

• 使用便捷

手持式设计，无须支架；

• 研磨效果好

空转转速达到8000rpm，并可有效减少操作过程中样品的损失。



产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6600	TissueMaster™手持式组织研磨仪	1套
E6606-20pcs	TissueMaster™一次性塑料研磨杵	20支/袋
E6606-100pcs	TissueMaster™一次性塑料研磨杵	100支/袋

BeyoBath™干式恒温金属浴

产品特点 | FEATURES

- **升温快速、控温精准**：采用金属加热模块，导热性好、温度均匀性高，可使样品免受污染；温度精度为±0.5°C，稳定性高；
- **参数可灵活调节**：可满足不同实验的加热、孵育需求；
- **支持多种加热模块**：标配适用于1.5ml锥底或2ml圆底的离心管，同时可选配其它规格的加热模块，以满足不同实验的需求；
- **支持过热保护，使用安全**：最高耐受温度为140°C，当温度超过最高耐受温度，仪器自动停止，确保仪器的安全使用；
- **小巧便携**：体积小，重量轻，不占空间，便于携带、移动和收纳。



BeyoShaker™数字式翘板摇床

- **小巧便携，安静耐用**：体积小，重量轻；工作时噪音小、耐磨损，可长期使用；
- **参数灵活可调，操作简便**：参数的灵活调节、可搭配不同模块使用，满足多种实验的需求；支持定时和连续工作模式；
- **固定托盘，使用安全**：启动和加减速调节非常平稳，避免样品溢出和飞溅；固定托盘，防溢漏、耐腐蚀、不变形、便于清洁和消毒；



产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6662	BeyoBath™干式恒温金属浴(1.5/2ml×40)	1套
F6668A/B/C/D	加热模块A/B/C/D(1.5ml/0.5ml×40/50ml×8/PCR管/96孔PCR板)	1个
E6673	BeyoShaker™数字式翘板摇床	1套

BeyoPipet™电动移液管移液器

产品特点 | FEATURES

- **小巧、轻便**
体积小、重量轻、操作简单、使用舒适、静音设计；
- **速度可灵活调节**
速度可调节范围宽，吸排液速度有六档，便于大量程和小量程移液管的操作与控制；
- **可以快速吸排液**
大功率马达，可以快速吸排液，即使是甘油、Triton X-100等粘性大的样品也可以轻易吸排液；
- **智能充电设计，节能环保**
智能充电设计，有效防止充电过量，无需担心频繁充电或未充满电影响电池寿命；
- **适配性强**
可与0.1-100ml各种量程塑料或玻璃移液管、巴斯德吸液管配合使用；
- **配备桌面式和挂壁式两个支架**



产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
E6651	BeyoPipet™电动移液管移液器	1套

Beyotime Biotech Inc | 上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼 邮编: 201611
热线: 400-1683301 或 800-8283301 Email: info@beyotime.com 网站: www.beyotime.com

Quick Order | 订货方式



400-1683301 或 800-8283301



4001683301



order@beyotime.com



www.beyotime.com



碧云天网站



微信公众号